

DENTAPEN™



Dentale Lokalanästhesie:
Schmerzlos
Kabellos
Mühelos

Kompaktes Handgerät für Zahnärzte um
schmerzlose Anästhesien anzubieten.

DENTAPEN™ ist die neueste C-CLAD* Technologie für dentale Anästhesie.

Dentapen bietet Patienten mehr Komfort durch weniger Schmerzen und verringert die Angst vor dem Einspritzen.

Dentapen hilft Zahnärzten die Muskelbelastung vor dem wiederholten manuellen Einspritzen vorzubeugen.

Alle Anästhesietechniken ermöglicht.

Zwei verschiedene Einschaltungen
Kabellos, mit Batterie betrieben
Kompakt und leicht (40g)
Kompatibel mit standard 1.7mL Karpulen
Rotierbare Nadel
Automatische Aspirationsfunktion
Zubehör im Autoklaven sterilisierbar

3 Geschwindigkeiten
2 Programme

8cm



Zwei Verschiedene Einschaltungen
Aktivation durch Zeigefinger oder Daumen für
besseren Komfort und Kontrolle




☀ Langsam 90 s/mL
☀ Mittel 60 s/mL
☀ Schnell 30 s/mL



☀ Intraligamentäre Anästhesietechnik (PDA)
☀ Progressive Geschwindigkeit

Warum Patienten weniger Schmerz bei der DENTAPEN™ Einspritzung spüren ?

Kontrollierter Druck mit Geschwindigkeitsanpassung sorgen
für gleichmäßige und ausgeglichene Injektionen



WENIGER

GARANTIERT



SCHMERZ



ANGST



KINDER-
FREUNDLICH



ZUFRIEDENE
PATIENTEN



KUNDEN-
TREUE



RENOMMÉE

Dentapen Kit Ref. DK01

- Dentapen Device x1
- Finger Grip x5
- Cartridge Holder x5
- Battery set



Schutzhüllen verfügbar

J U V A +
INJECTION SYSTEMS

Produktion: Maladière 71C, 2002 Neuchâtel, Switzerland
Verkauf: Av. de Miremont 12, 1206 Geneva, Switzerland

info@dentapen.ch +41 22 588 66 89

www.dentapen.ch

