

DENTAPEN[®]

Anestesia dentale:
senza dolore
senza cavi
senza sforzo



Dispositivo portatile compatto
progettato per dentisti per effettuare
anestesia indolore.

DENTAPEN® tecnologia C-CLAD* all'avanguardia per facilitare l'anestesia dentale

Dentapen® offre ai pazienti un conforto migliore, riducendo significativamente il dolore ed eliminando la paura delle iniezioni.

Dentapen® aiuta i dentisti a evitare tensioni muscolari causati da ripetute iniezioni manuali.

Adatto a tutte le tecniche di anestesia : palatale, infiltrazione, blocco e intraligamentare.

Doppio modo di attivazione
Senza cavi, alimentato a batteria
Compatto e leggero (40g)
Compatibile con fiale standard da 1.7ml
Attacco rotante per una facile connessione
Auto-aspirazione
Portafiale autoclavabili

3 velocità
2 attivazioni

8cm



Attivazione a due vie
Attivazione attraverso l'indice oppure il pollice per un miglior conforto



☀ Lento 90 s/ml
☀ Medio 60 s/ml
☀ Veloce 30 s/ml




☀ Modalità intraligamentare
☀ Modalità ramp-up = il flusso di anestesia aumenta gradualmente, per una procedura totalmente indolore

* computer-controlled local anesthesia device = dispositivo per l'anestesia locale controllato elettronicamente

I pazienti sentono meno dolore con DENTAPEN®

Forza iniziale controllata e un flusso costante per iniezioni più delicate



MENO

È

PIÙ



DOLORE



TIMORE



ADATTO
AI BAMBINI



PAZIENTI
SODDISFATTI



FEDELTA'



PRESTIGIO

Dentapen Kit Rif. DK01

- Dispositivo Dentapen x1
- Finger Grip x5
- Portafiale x5
- Set di batterie



Guaine protettive disponibili separatamente

J U V A +
I N J E C T I O N S Y S T E M S

Produzione: Maladière 71C, 2002 Neuchâtel, Switzerland
Vendite: Av. de Miremont 12, 1206 Geneva, Switzerland

info@dentapen.ch +41 22 588 66 89

www.dentapen.ch

