

DENTAPEN®

Anestesia dental

Sin Dolor

Sin Cables

Sin Esfuerzo



Jeringa compacta y moderna
diseñada para que dentistas
administren una experiencia indolora.

DENTAPEN® Tecnología de vanguardia C-CLAD* para anestésia dental sin esfuerzo.

Dentapen ofrece a pacientes una mejor experiencia con reducción importante del dolor percibido, eliminando el miedo a la inyección.

Dentapen ayuda a dentistas evitar dolores musculares causados por administrar inyecciones manuales repetitivas

Adecuado para todas las técnicas de anestésia: palatal, infiltración, block y intraligamental.

2 vías de activación

Sin cables, cargada por batería

Pequeño y moderno (40g)

Compatible con carpules estándar 1.7mL

Barril giratorio para una fácil colocación de bisel

Autoaspiración

Porta carpule autoclavable

3
Velocidades
2
Modos



2 vías de activación

Activación de índice o pulgar
para una mejor comodidad



☀ Lenta 90 s/mL

☀ Media 60 s/mL

☀ Rápida 30 s/mL




☀ Modo intraligamentario

☀ Modo de aceleración = flujo de anestésia
aumenta gradualmente para una experiencia
totalmente indoloro

*dispositivo de anestésia local controlado por computador

Pacientes sienten menos dolor con DENTAPEN®



MENOS

ES

MÁS



DOLOR



MIEDO



A PRUEBA
DE NIÑOS



PACIENTES
SATISFECHOS



LEALTAD



PRESTIGIO

Dentapen Kit Ref. DK01

Dispositivo Dentapen x1

Agarre Dedos x5

Soporte para Carpule x5

Set Batería



Las fundas protectoras están disponibles por separado

INJECTION SYSTEMS

J U V A +

Diseñado y fabricado en Switzerland

info@dentapen.ch +41 22 588 66 89

www.dentapen.ch

