

# DENTAPEN®



## ANESTHÉSIE DENTAIRE


Sans douleur. Sans effort. Sans fil

# POUR VOS PATIENTS

“Le critère numéro 1 dans le choix d’un dentiste est sa capacité à délivrer une anesthésie indolore.”

*How dentists are judged by patients, St Georges J, Dent Today, 2004.*

Pression  
(N/mm<sup>2</sup>)



Pression contrôlée

=

Taux de succès élevé

+

Moins d'effets secondaires

+

Moins engourdi

# DENTAPEN®

ROTATIF  
Facilite le positionnement  
du biseau



AUTOCLAVABLE  
coûts d'exploitation faibles




GARANTIE 2 ANS



BATTERIE  
Jusqu'à 100 patients

Housses de protection disponibles  
(Ref. PS01)

Dentapen® kit complet:



- 1 Dentapen® x1
- 2 Repose-doigt x5
- 3 Repose-doigt (prise stylo) x2
- 4 Porte-carpule 1.7ml x7
- 5 Batterie x3

Inclus:  
Housses de protection

# Simple et efficace




- ✓ Accessoires autoclavables
- ✓ Universel: permet toutes techniques d'anesthésies
- ✓ Prise en main: stylo ou seringue
- ✓ Alimenté par batterie
- ✓ Compact et léger: seulement 50 grammes
- ✓ Fonction d'aspiration active

TAILLE RÉELLE



## Interface intuitive

-   Lent 90 s/mL
-  Moyen 60 s/mL
-  Rapide 30 s/mL

-   Anesthésie intraligamentaire
-  Vitesse progressive



Retour arrière (fin de procédure)

# POUR VOUS

## Technologie\* de pointe pour une anesthésie dentaire sans effort

- ✓ Débit initial maîtrisé et flux continu pour des injections en douceur:
  - Augmente le taux de succès des anesthésies, gain de temps
- ✓ Mesure électronique de la pression:
  - Adapte la vitesse d'injection à la résistance des tissus
- ✓ Avantages supplémentaires:
  - Facilite les injections difficiles, p. ex. intraligamentaires
  - Permet l'aspiration pour une anesthésie en toute sécurité
  - Limite le risque de blessures au travail : tensions musculaires
  - Contribue à atténuer la peur du patient



## MOINS



DOULEUR



PEUR



ENGOURDISSEMENT

## PLUS



ADAPTÉ  
AUX ENFANTS



PATIENTS  
SATISFAITS



BOUCHE-  
À-OREILLE



[www.dentapen.ch](http://www.dentapen.ch)



@dentapen\_injector



Juvaplus



Dentapen

ROBOTIC SYRINGES

J U V A +

Rue du Pré 10, 2114 Fleurier, Neuchâtel - Suisse

[info@dentapen.ch](mailto:info@dentapen.ch) - Tél. +41 22 588 66 89